

A290

A291



Cráneo desmontable 3B Scientific

Este modelo natural de un cráneo humano detallado al máximo puede desmontarse en 23 huesos. Cada uno de los huesos se puede juntar y separar de los demás de forma sencilla gracias a las suturas estables que quedan acopladas perfectamente.

El cráneo está constituido de los huesos siguientes:

- 1 Hueso parietal izquierdo
- 2 Hueso parietal derecho
- 3 Hueso occipital
- 4 Hueso temporal derecho
- 5 Hueso temporal izquierdo
- 6 Hueso esfenoides
- 7 Hueso frontal
- 8 Hueso etmoides
- 9 Hueso vómer
- 10 Hueso palatino izquierdo
- 11 Hueso palatino derecho
- 12 Cornete nasal inferior izquierdo
- 13 Cornete nasal inferior derecho
- 14 Maxilar superior izquierdo con dientes
- 15 Maxilar superior derecho con dientes
- 16 Hueso lagrimal izquierdo
- 17 Hueso lagrimal derecho
- 18 Hueso nasal izquierdo
- 19 Hueso nasal derecho
- 20 Hueso cigomático izquierdo
- 21 Hueso cigomático derecho
- 22 Maxilar inferior con dientes

Si usted desea disfrutar de este modelo de cráneo desmontable 3B Scientific, durante mucho tiempo, debe seguir los siguientes consejos de mantenimiento y de manejo:

- Después de cada demostración, guardar el cráneo completamente montado y bien colocado.
- Evitar la exposición a temperaturas altas como por ejemplo, a la radiación solar prolongada.
- La suciedad superficial se limpia con una solución jabonosa suave. No emplear sustancias que contengan disolventes porque podrían dañar el material.

A290 Cráneo desmontable – versión anatómica


Los 22 huesos están representados en su color natural.


A291 Cráneo desmontable – versión didáctica

Los 22 huesos están representados en 9 colores didácticos distintos, de forma que sea fácil distinguir cada uno de los huesos del cráneo. Todas las placas óseas pareadas tienen el mismo color.

Montar y desmontar el cráneo

Mediante las ilustraciones indicativas de las páginas 6-15 usted puede saber el orden a seguir para montar cada una de las partes del cráneo. Para desmontar las partes del cráneo es necesario seguir el orden inverso. Las ilustraciones muestran cada uno de los huesos con su número correspondiente que es el mismo que encontramos en la nomenclatura mencionada arriba. Esto resulta muy útil, sobre todo en la versión anatómica, ya que la diferenciación por colores facilita la colocación. Las flechas muestran la dirección correcta para montar o desmontar los huesos del cráneo.





5

21

1

10



12



16



18


14



9






















Distribuidor



 ventas@beracahmedica.mx

 662 15 10 979