



PRZ-S65A

MÁQUINA DE ANESTESIA DE 2 VAPORIZADORES



DESCRIPCIÓN:

- La máquina de anestesia tiene un buen desempeño en unidades de cuidados intensivos (UCI), sala de operaciones, departamento de anestesiología y otros departamentos.
- Diseño profesional para anestesia por inhalación y manejo respiratorio de adultos, niños y bebés, con modos de ventilación avanzados. Diseño ergonómico excepcional, ocupa un alto nivel en seguridad, estabilidad y comodidad, así como en experiencias de usuario.
- PRZ-S65A Un modelo clásico cómodo, fácil de usar y diseñado junto con expertos experimentados para agilizar su flujo de trabajo de anestesia.

CARACTERÍSTICAS:

- La pantalla LCD TFT de 10,4" muestra los parámetros de ventilación, información de alarma y oscilograma.
- Caudalímetro de alta precisión, conozca al instante el flujo de gas fresco a su paciente.
- Diseño de circuito de respiración integrado, garantiza un funcionamiento sencillo y mantiene el orden.
- Múltiples modos de trabajo, como control de volumen y límite de presión, se adaptan a una amplia gama de pacientes.
- Vaporizador con temperatura, presión, compensación de flujo y función de autobloqueo, mantenga la seguridad en cualquier momento.
- Interfaz de monitoreo de múltiples parámetros, aclare cada parámetro, permita a los usuarios conocer la condición del paciente.
- ciones en todos los aspectos.
- Oscilograma de bucle de presión-tiempo, flujo-tiempo y ETCO de alta precisión², oh²Espectáculo de concentración en tiempo real.
- El monitor de signos vitales y el monitor de gas anestésico son opcionales.
- ETCO²El módulo y el sistema de evacuación de gases anestésicos (AGSS) son opcionales.

PUNTO DE CONFIANZA:

- Simplicidad: 4 ruedas estáticas con función de autobloqueo.
- Precisión en un ventilador de anestesia con múltiples modos de ventilación: IPPV, A/C, PCV, SIMV, SUSPIRO y MANUAL.
- Configuraciones flexibles capaces de personalizar sus requisitos.
- Estándar internacional y tecnología avanzada adecuada para una amplia gama de usos. La interfaz compacta y la pantalla grande le brindan una mejor experiencia operativa.
- Más de 5.000 unidades están instaladas en más de 200 países.
- Diseñado y fabricado por un equipo profesional con más de 25 años de experiencia en el campo de la UCI.

SEGURIDAD

- Sistema de alarma de 3 niveles, información de alarma visual y sonora.
- Con múltiples tipos de funciones de alarma, recordatorio y protección. Tecnología avanzada de control de gestión de energía.
- La batería de respaldo incorporada proporciona el suministro de energía de emergencia a la unidad.
- O bajo2alarma de presión y N2O protección de corte.



Pantalla de 10.4"



Medidor de corriente



Circuito de respiración



Manómetro



Válvula apl, APL



Vaporizador

MODO DE VENTILACIÓN

- IPPV, A/C, PVC, SIMV, SUSPIRO Y MANUAL

RANGO DE PARÁMETROS DEL VENTILADOR

- Medidor de corriente
- O₂(0~10 l/min) norte:O
- (0~10 L/min) o AIRE (0 ~ 10 L/min)
- Suministro rápido de oxígeno 25 L/min ~75 L/min
- Volumen corriente (Vt) 0,20 ml 1500 ml
- Frecuencia (Frecuencia) 1/min ~ 100/min

ES DECIR

- 4:1 ~ 1:8

MIRAR FURTIVAMENTE

- 0 cmH₂O ~ 30 cmH₂O
- Sensibilidad de disparo por presión (PT) - 20 cmH₂O~0 cmH₂O (Basado en PEEP)
- Sensibilidad del disparador de flujo (FTr) 0,5 l/min ~30 l/min
- Control de presión (PC) 5 cmH₂O ~ 60 cmH₂O

SUSPIRO

- 0 (apagado) 1/100 ~ 5/100
- Ventilación en apnea APAGADO, 5 s~60 s
- Límite de presión 20 cmH₂O ~ 100 cmH₂O

OSCILOGRAMA

- PT (presión - tiempo) FT (caudal - tiempo)
- VT (volumen - tiempo)
- ETCO₂-T (ETCO₂- tiempo)
- Bucle PV (bucle de presión - volumen)
- Bucle FV (bucle de caudal - volumen)
- Lazo FP (flujo - lazo de presión)

PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO

- Frecuencia (Frecuencia) - 0/min ~ 100/min
- Volumen corriente (Vt) 0 ml ~2000 ml

MV

- 0 l/min ~ 100 l/min
- concentración de oxígeno
- 15% ~100%
- Pico
- 0 cmH₂O~ 100 cmH₂O
- Cydn
- 1 ml/cmH₂O~1000 mL/cmH₂O

CONDICIONES DE TRABAJO

- Fuente de gas
- Oz, nortezo, o AIRE
- Presión 280 kPa ~ 600 kPa
- Voltaje 100 ~ 240 V
- Frecuencia de poder 50/60 Hz

TAMAÑO DE EMBALAJE

- Tamaño del embalaje de la caja de madera L 740* A 795* A 1540 mm
- GW 93 kg
- noroeste 66 kg
- CBM 0,91 m³

ALARMA Y PROTECCIÓN

- La alarma de fallo de alimentación de CA
- Falla de energía o sin conexión
- Alarma de bajo voltaje para batería de respaldo
 - » $< 11,3 + 0,3 \text{ V}$
- Sin volumen corriente
 - » $< 5 \text{ ml en } 6 \text{ s}$
- Alarma de alta concentración de oxígeno
 - » $19\% - 100\%$
- Alarma de baja concentración de oxígeno $18\% \sim 99\%$
- Alarma de presión alta en las vías respiratorias $20 \text{ cmH}_2\text{O} \sim 100 \text{ cmH}_2\text{O}$
- Alarma de baja presión en las vías respiratorias $0 \text{ cmH}_2\text{O} - 20 \text{ cmH}_2\text{O}$
- Alarma de volumen minuto alto Adulto ($5 \text{ L/min} \sim 20 \text{ L/min}$)
- Alarma de volumen minuto bajo
- Paed ($1 \text{ L/min} \sim 15 \text{ L/min}$, $0 \sim 10 \text{ L/min}$)
- Alarma de presión continua (PEEP+1,5 kPa) durante 16 s
- Advertencia de asfixia
 - » 5s-60s sin ventilación espontánea
- La presión máxima limitada $< 12,5 \text{ kPa}$
- Error en el ventilador
- Mostrar en pantalla
- Déficit de oxígeno
- Mostrar en pantalla

Distribuidor



✉ ventas@beracahmedica.mx

☎ 662 15 10 979