

Material de Laboratorio:

Cámara Makler SEFI



Características Generales:

- Dispositivo fácil de utilizar para el conteo rápido y preciso de espermatozoides, como la vitalidad y morfología de un espécimen.
- Tamaño de cuadrícula: 1 mm²
- Cuadrícula subdividida: 100 cuadros de 0.1 mm²
- No se requiere dilución
- Profundidad: 10 micrómetros
- Cubierta Cuadriculada
- Accesorios incluidos:
- Cepillo de limpieza
- Limpiador de papel para pelusas
- Sujetador de cámara