



# EQUIPO DE VENOCLISIS NORMO GOTERO SIN AGUJA

PARA LA ADMINISTRACION DE INFUSIONES, NPT Y MEDICAMENTOS  
INTRAVENOSOS

**Aplicación**  
Para la administración intravenosa de soluciones, nutriciones parenterales y medicamentos, en cualquier área hospitalaria, traslados y cuidados de paciente en casa.



### Especificaciones técnicas:

Normo gotero	
Constante de goteo	20 gotas / 1 ml
Longitud	150 cm
Método de esterilización	Óxido de etileno

### CARACTERISTICAS

El equipo de venoclisis para uso de un solo paciente libre aguja consta de: punta de perforación para frasco o bolsa de solución intravenosa, válvula/filtro para aire, tubo de goteo, cámara de goteo, filtro para líquidos, tubo o línea intravenosa, regulador de flujo de tipo carrete, pinza de oclusión de seguridad, sitio de inyección en "Y" tipo luer lock hembra, cono conector tipo luer lock macho para conexión a catéter, tapón de protección, estéril libre de DEHP, pirógenos y patógenos, para un solo uso.

Distribuidor

**Beracah**  
MEDICA

ventas@beracahmedica.mx

662 15 10 979