

Parches para Desfibrilación

Almohadillas para desfibriladores para uso en todos los departamentos del hospital



36 MESES DE VIDA ÚTIL

La vida útil prolongada reduce el desperdicio y ahorra dinero



CABLES CONDUCTORES DE 1.5M CABLE MAS LARGO EN EL MERCADO

Mejor flexibilidad con la colocación del equipo y mayor movilidad para el médico



HIDROGEL AVANZADO

Gel único que proporciona una máxima adhesividad al cuerpo



ALMOHADILLA DE TAMAÑO MAS PEQUEÑO

Facilita su aplicación y evita apiñamientos



PLACA CONDUCTORA MAS GRANDE

El área conductora más grande dispersa la energía de manera más efectiva



CODIFICADO POR COLORES
para elegir el producto correcto

PROTECTOR VISIBLE
Evita el riesgo de resbalones

INSTRUCCIONES DE USO
Lista de verificación en el revestimiento removible del parche

ALMOHADILLAS CODIFICADAS A COLORES
La espuma del electrodo anterior es de color azul, y la espuma del electrodo posterior es de color blanco.

OPCIÓN DE CABLES POR FUERA
Permite preconectar las almohadillas antes de abrir la bolsa



PHYSIO CONTROL

PHILIPS MEDICAL

CARDIAC SCIENCE

ZOLL MEDICAL

1.800.669.4428 | HS.NisshaMedical.com/

Monitoreo al Paciente y Consumibles Médicos Quirúrgicos

Libre de Látex



Los Parches de Desfibrilación Heartsync de Nissha están diseñados para cumplir con sus requisitos. Con los cables más largos del mercado, 36 meses de vida útil y su colocación fácil, nuestras almohadillas cumplen con sus necesidades.



PHYSIO CONTROL

Producto #	Para los modelos de desfibrilador	Cables	Almohadillas y Cables
C100AC-PHYSIO	Lifepak 9P, 15, 10C, 20, 12, 500, 500 DPS, 1000	Adentro	
C100LOAC-PHYSIO	Lifepak 9P, 15, 10C, 20, 12, 500, 500 DPS, 1000	Fuera	
T100AC-PHYSIO	Lifepak 9P, 15, 10C, 20, 12, 500, 500 DPS, 1000	Adentro	
T100LOAC-PHYSIO	Lifepak 9P, 15, 10C, 20, 12, 500, 500 DPS, 1000	Fuera	
PEDIATRIC-PHYSIO	Lifepak 9P, 15, 10C, 20, 12	Adentro	

PHILIPS MEDICAL

Producto #	Para los modelos de desfibrilador	Cables	Almohadillas y Cables
C100AC-PHILIPS	XLT, MRX, HeartStart XL, MRX ALS, HP Codemaster XL, HeartStart FR2+, HeartStart Forerunner	Adentro	
C100LOAC-PHILIPS	XLT, MRX, HeartStart XL, MRX ALS, HP Codemaster XL, HeartStart FR2+, HeartStart Forerunner	Fuera	
T100AC-PHILIPS	XLT, MRX, HeartStart XL, MRX ALS, HP Codemaster XL, HeartStart FR2+, HeartStart Forerunner	Adentro	
T100LOAC-PHILIPS	XLT, MRX, HeartStart XL, MRX ALS, HP Codemaster XL	Fuera	
PEDIATRIC-PHILIPS	XLT, MRX, HeartStart XL, MRX ALS, HP Codemaster XL	Adentro	

CARDIAC SCIENCE


Producto #	Para los modelos de desfibrilador	Cables	Almohadillas y Cables
T100-CS	PowerHeart AED G3 Plus, PowerHeart AED G3 Pro	Fuera	Pueden utilizarse en lugar de Cardiac Science Parte#9131-001

ZOLL MEDICAL


Producto #	Para los modelos de desfibrilador	Cables	Almohadillas y Cables
C100AC-ZOLL	M-Series, E-Series, R-Series, X-Series	Adentro	
C100LOAC-ZOLL	M-Series, E-Series, R-Series, X-Series	Fuera	
T100AC-ZOLL	M-Series, E-Series, R-Series, X-Series	Adentro	
T100LOAC-ZOLL	M-Series, E-Series, R-Series, X-Series	Fuera	
PEDIATRIC-ZOLL	M-Series, E-Series, R-Series, X-Series	Adentro	

Para información adicional, compatibilidad y uso del desfibrilador, visite: hs.nisshamedical.com/defibrillation-electrodes


PHYSIO CONTROL
Estilo del Conector



PHILIPS MEDICAL
Estilo del Conector



CARDIAC SCIENCE
Estilo del Conector



ZOLL MEDICAL
Estilo del Conector

