

AD528

facilidad en el
diagnóstico

Fácil de usar
ósea & audiometría
vocal ergonómico




Interacoustics

facilidad en el diagnóstico

Audiómetro aéreo, óseo y vocal con prestaciones superiores

Compacto y fácil de usar

El AD528 es el audiómetro perfecto para cualquier clínica, hospital o gabinete de adaptación que busque un buen diagnóstico que pueda escalarse según sus necesidades específicas de pruebas. Nos enorgullecemos de llamarlo "Diagnóstico más fácil":

- Se inicia en segundos. Es ideal para las clínicas más exigentes o especialistas que necesitan dinamismo durante un día duro de trabajo
- Fácil de usar. Pocos botones para garantizar una curva de aprendizaje corta
- Enmascaramiento activado/desactivado rápido. Simplemente gire la rueda derecha para activar o desactivar el enmascaramiento

Batería de pruebas flexible

El AD528 ofrece una batería de pruebas flexible. Se incluyen dos pruebas especiales. Puede adaptar el AD528 a sus necesidades escogiendo entre las pruebas adicionales.

Ergonomía excepcional

La ergonomía es un aspecto importante del AD528. El ángulo del teclado junto con el interruptor de tono y las ruedas posicionados de forma conveniente garantizan una posición de trabajo relajada. Esto evitará la tensión en sus muñecas y hará que sea más cómodo realizar las mediciones durante todo el día.


Disponible en su idioma

Puede cambiar el idioma de la pantalla a chino, checo, inglés, finés, francés, alemán, griego, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, ruso, español y turco.

También puede cambiar el texto del teclado a uno de estos idiomas: Portugués brasileño, chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, ruso, español o turco.

Diseñe sus propios informes e impresiones

La suite de software opcional incluye un asistente de impresión para crear informes e impresiones personalizados. También puede imprimir directamente en una pequeña impresora de 3".



Combinación y configuración de la entrada de datos desde diferentes fuentes en el asistente de impresión



El AD528 se basa en una experiencia de 50 años en el desarrollo de audiómetros

Ideal para viajar

El pequeño tamaño y su bajo peso de 1,5 kg, junto con la bolsa de transporte opcional y los tiempos de arranque rápidos hacen que el AD528 sea el compañero natural para el facultativo que se desplaza a menudo.

Se integra con numerosos sistemas

Puede elegir la licencia de sincronización para su integración con NOAH, sistemas de bases de datos locales EMR o la base de datos OtoAccess® de Interacoustics.



50 años de evolución

Interacoustics ha estado desarrollando audiómetros durante 50 años. Ésta es su garantía para una solución de calidad en la que todos los beneficios de los audiómetros anteriores han sido compilados para adaptarse a la necesidad clínica y durabilidad de clínicas exigentes que requieren fiabilidad cada día.

Batería de pruebas	AD528
Aérea, ósea y campo libre	x
Vocal (CD, MP3, micrófono o material de audio integrado)	x
Stenger	x
Método Hughson-Westlake modificado	x
ABLB	Opcional
SISI	Opcional
Langenbeck	Opcional
Békésy	Opcional
Weber	Opcional
Voz en ruido y voz binaural	Opcional
QuickSIN	Opcional
Licencia de sincronización para su integración con NOAH, sistemas EMR o a la base de datos OtoAccess® de Interacoustics.	Opcional

